

Osvětlení mikroskopu

Řešení osvitové jednotky s plynulou regulací pro horní a dolní osvit u mikroskopu MII-2.

Zařízení umožňuje plynulou regulaci osvitů v rozmezí 5 až 12 Voltů, nastavení aktuální hodnoty se provádí prostřednictvím odporového potenciometru. Osvit je zabezpečen vysoce svítivými LED diodami, které zamezují vzniku odlesků.



Obr.1 Stroj CZR600 s nástrojem

Mikroskop je možné fyzicky nalézt na:

FSI VUT v BRNĚ, Ústav strojírenské technologie
Odbor technologie tváření kovů a plastů
Technická 2896/2, Brno 616 69
Laboratoř A1/1331